

附件 2

2021 年第二期食品快速检测产品评价结果汇总表

序号	快检产品名称	生产厂家 ¹	方法类型	参数名称	评价盲样基质	技术要求			评价结果 ²		结论	备注
						定性临界值要求	假阴性率要求	假阳性率要求	假阴性率	假阳性率		
1	三唑磷 (TZP) 快速检测卡	智锐达	胶体金法	三唑磷	韭菜、芹菜、豇豆	0.05 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	11%	符合	批号: ZRD20210916F、ZRD20211101D、ZRD20211102A
2	腐霉利 (PCM) 快速检测卡	智锐达	胶体金法	腐霉利	菠菜、韭菜、黄瓜	菠菜: 10 mg/kg; 韭菜: 0.2 mg/kg; 黄瓜: 2 mg/kg	≤5%	≤15%	1%	1%	符合	批号: ZRD20210924H、ZRD20211102E、ZRD20211103D
3	腐霉利 (PCM) 快速检测卡	苏州快捷康	胶体金法	腐霉利	菠菜、韭菜、黄瓜	菠菜: 10 mg/kg; 韭菜: 0.2 mg/kg; 黄瓜: 2 mg/kg	≤5%	≤15%	2%	0%	符合	批号: kjk20211103J、kjk20211102H、kjk20210923K
4	灭蝇胺 (CMZ) 快速检测卡	苏州快捷康	胶体金法	灭蝇胺	黄瓜、豇豆	黄瓜: 1 mg/kg; 豇豆: 0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	1%	符合	批号: kjk20210917H、kjk20211101B、kjk20211103C
5	噻虫嗪 (TMH) 快速检测卡	苏州快捷康	胶体金法	噻虫嗪	芹菜、黄瓜、韭菜	韭菜: 10 mg/kg; 芹菜: 1 mg/kg; 黄瓜: 0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	7%	符合	批号: kjk20211102L、kjk20211008E、kjk20211012K
6	吡虫啉快速检测试纸条	深圳易瑞	胶体金法	吡虫啉	小白菜、韭菜、芹菜	小白菜: 0.5 mg/kg; 韭菜: 1 mg/kg; 芹菜: 5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 21SPN092700003S、21SPN082700001S、21SPN082700002S

7	百草枯快速检测卡	深圳绿诗源	胶体金法	百草枯	芹菜、荷兰豆	0.05 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：20210901、20211001、20210902
8	6-苄基腺嘌呤（6-BA）快速检测卡	南昌富泰力诺	胶体金法	6-苄基腺嘌呤	豆芽	0.05 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：LDLN20210928C、LDLN20210922A、LDLN20211008D
9	三唑磷快速检测卡	广州智汇	胶体金法	三唑磷	韭菜、芹菜、豇豆	0.05 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	6%	符合	批号：20210924A、20210927E、20211011B
10	腐霉利快速检测卡	广州智汇	胶体金法	腐霉利	菠菜、韭菜、黄瓜	菠菜：10 mg/kg； 韭菜：0.2 mg/kg； 黄瓜：2 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	10%	符合	批号：20210913C、20210923D、20211012D
11	灭蝇胺（CMZ）快速检测试剂盒	广州宜健	胶体金法	灭蝇胺	黄瓜、豇豆	黄瓜：1 mg/kg； 豇豆：0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：SPN21130124、SPN21130123、SPN21130125
12	噻虫嗪（TMH）快速检测试剂盒	广州宜健	胶体金法	噻虫嗪	芹菜、黄瓜、韭菜	韭菜：10 mg/kg； 芹菜：1 mg/kg； 黄瓜：0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：SPN21131128、SPN21131129、SPN21131130
13	灭蝇胺胶体金检测卡	广州瑞森	胶体金法	灭蝇胺	黄瓜、豇豆	黄瓜：1 mg/kg； 豇豆：0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：RS1-211025168、RS1-211018168、RS1-211029168

14	阿维菌素胶体金检测卡	广州瑞森	胶体金法	阿维菌素	芹菜、荷兰豆	0.05 mg/kg	≤5%	≤15%	2%	13%	符合	批号： RS1-211015169、 RS1-211020169、 RS1-211027169
15	噻虫嗪快速检测盒（胶体金）	广州达元	胶体金法	噻虫嗪	芹菜、黄瓜、韭菜	韭菜：10 mg/kg； 芹菜：1 mg/kg； 黄瓜：0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	1%	符合	批号：DY211102、 DY211105、DY211020
16	吡虫啉快速检测盒（胶体金）	广州达元	胶体金法	吡虫啉	小白菜、韭菜、芹菜	小白菜：0.5 mg/kg； 韭菜：1 mg/kg； 芹菜：5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	1%	符合	批号：DY211026、 DY211102、DY211105
17	三唑磷（TZP）快速检测卡	广州分析测试中心	胶体金法	三唑磷	韭菜、芹菜、豇豆	0.05 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	10%	符合	批号：GC20211015P、 GC20211016X、 GC20211014W
18	腐霉利（PCM）快速检测卡	广州分析测试中心	胶体金法	腐霉利	菠菜、韭菜、黄瓜	菠菜：10 mg/kg； 韭菜：0.2 mg/kg； 黄瓜：2 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	11%	符合	批号：GC20211014Y、 GC20211015S、 GC20211016W
19	腐霉利快速检测卡	东莞森迈德	胶体金法	腐霉利	菠菜、韭菜、黄瓜	菠菜：10 mg/kg； 韭菜：0.2 mg/kg； 黄瓜：2 mg/kg	≤5%	≤15%	2%	2%	符合	批号：20210801、 20210802、20210901
20	灭蝇胺快速检测卡	东莞森迈德	胶体金法	灭蝇胺	黄瓜、豇豆	黄瓜：1 mg/kg； 豇豆：0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	1%	符合	批号：20210701、 20210702、20210801

21	噻虫嗪快速检测卡	东莞森迈德	胶体金法	噻虫嗪	芹菜、黄瓜、韭菜	韭菜: 10 mg/kg; 芹菜: 1 mg/kg; 黄瓜: 0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	1%	符合	批号: 20210701、 20210901、20210801
22	^{TRIPHIL} 啶虫脒(农残)快速检测卡	深圳三方圆	胶体金法	啶虫脒	荷兰豆、黄瓜	1 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20211014A、 20211016A、 20211019A
23	克百威(果蔬)残留检测测试纸条	北京勤邦	胶体金法	克百威	小白菜、韭菜、芹菜	0.02 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: YW210923J10SZ、 YW211003J10SZ、 YW211013J10SZ
24	毒死蜱(果蔬)残留检测测试纸条	北京勤邦	胶体金法	毒死蜱	荷兰豆、黄瓜	荷兰豆: 0.01 mg/kg; 黄瓜: 0.02 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: YW210923A10SZ、 YW211003A10SZ、 YW211013A10SZ
25	水胺硫磷(果蔬)残留检测测试纸条	北京勤邦	胶体金法	水胺硫磷	菠菜、韭菜、芹菜	0.05 mg/kg	≤5%	≤15%	1%	0%	符合	批号: YW210923H10SZ、 YW211003H10SZ、 YW211013H10SZ
26	氧氟沙星快速检测测试纸条	深圳绿诗源	胶体金法	氧氟沙星	草鱼、大头鱼	2 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20210801、 20210802、20210803
27	孔雀石绿胶体金法快速检测试剂盒	深圳英思太	胶体金法	隐性孔雀石绿	草鱼、大头鱼	2 µg/kg	≤1%	≤15%	0%	0%	符合	批号: IST0718A20210716、 IST0718A20210921、 IST0718A20211015

28	孔雀石绿快速检测卡	深圳安鑫宝	胶体金法	隐性孔雀石绿	草鱼、大头鱼	2 µg/kg	≤1%	≤15%	0%	0%	符合	批号： AXE01920210708、 AXE01920210813、 AXE01920210824
29	氯霉素残留检测试纸条	广东恒度	胶体金法	氯霉素	花甲、猪肉、鸡肉、基围虾	0.1 µg/kg	≤1%	≤10%	0%	0%	符合	批号：HD032111001、 HD032110008、 HD032110010
30	玉米赤霉烯酮快速检测盒(胶体金)	广州达元	胶体金法	玉米赤霉烯酮	玉米渣	60 µg/kg	≤5%	≤10%	0%	0%	符合	批号：DY211103、 DY211104、DY211013
31	米酵菌酸快速检测试纸条	深圳易瑞	胶体金法	米酵菌酸	湿粉丝	5 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号： 21SPN082300W01S、 21SPN092300W02S、 21SPN102300W03S
32	呕吐毒素快速检测试纸条	深圳绿诗源	胶体金法	呕吐毒素	玉米渣	1000 µg/kg	≤5%	≤10%	0%	0%	符合	批号：20211001、 20211002、20211003
33	米酵菌酸快速检测卡	广州万联	胶体金法	米酵菌酸	湿粉丝	5 µg/kg	≤5%	≤15%	2%	0%	符合	批号：35210902、 35210816、35210702
34	米酵菌酸快速检测盒(胶体金)	广东达元绿洲	胶体金法	米酵菌酸	湿粉丝	5 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：S00B104、 S00B102、S00L130

注：

1. “广州智汇生物科技有限公司”简称广州智汇；“深圳市三方圆生物科技股份有限公司”简称深圳三方圆；“深圳市绿诗源生物技术有限公司”简称深圳绿诗源；“南昌富泰力诺检测应用系统有限公司/力德力诺生物技术(北京)有限公司”简称南昌富泰力诺；“东莞市森迈德生物科技股份有限公司”简称东莞森迈德；“广东恒度检测科技有限公司”简称广东恒度；“广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心)”简称广州分析测试中心；“苏州快捷康生物技术有限公司”简称苏州快捷康；“广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司”简称广东达元绿洲；“广州达元食品安全技术有限公司”简称广州达元；“广州万联生物科技股份有限公司”简称广州万联；“北京

勤邦生物技术有限公司”简称北京勤邦；“深圳市英思太检验检测有限公司”简称深圳英思太；“智锐达仪器科技南通有限公司”简称智锐达；“深圳市易瑞生物技术股份有限公司”简称深圳易瑞；“深圳市安鑫宝科技发展有限公司”简称深圳安鑫宝；“广州市宜健医学技术发展有限公司”简称广州宜健；“广州瑞森生物科技股份有限公司”简称广州瑞森。

2. 评价依据：DB4403/T 96-2020《食品快速检测产品评价技术规范》。